



CC-5081

Soporte IV  
(Portasueros)

Gancho para bolsa de infusión (4 ganchos)



<CC-5081>

Dimensiones:

47.4 (patas) x 128.7-196.2 (Alto)

Empuñadura con ajuste de altura

Gírela en sentido contrario a las manecillas del reloj para liberar el tope y en sentido horario para bloquearlo.


Empuñadura

Esta empuñadura tiene una forma única y una función de ajuste de ángulo de 12 pasos.

Rueda

Las ruedas están diseñadas para funcionar de manera uniforme con un radio de giro pequeño.

Las cubiertas de las ruedas evitan que estas se deslicen en espacios estrechos y facilitan su retiro para la limpieza.



<Características/Beneficios>

La empuñadura se puede sujetar de distintas maneras

La empuñadura se creó con base en un diseño universal. Tiene una forma única y una función de ajuste de ángulo de 12 pasos.

Función de ajuste de altura extremadamente segura

Gire en sentido antihorario para liberar el tope; el poste bajará suavemente sin tocarlo o puede sacar el poste para obtener más altura; gire en sentido horario para bloquear el tope nuevamente y asegurar la posición.

<Accesorios adicionales>



Gancho para bolsa de orina (KC-058)



Soporte para tanque de oxígeno para KC-508A (KC-0581)



Brazo de unión para cama/camilla (KC-0582)



Brazo de unión para silla de ruedas (KC-0583)



Gancho para bolsa de infusión (KC-0584)

Nombre del producto	No. de Modelo	Dimensiones (mm)
Gancho para bolsa de orina	KC-058	130 x 130 x 53
Soporte para tanque de oxígeno	KC-0581	127 x 237 x 412
Brazo de unión (para cama/camilla)	KC-0582	46 x 458 x 103
Brazo de unión (para silla de ruedas)	KC-0583	46 x 458 x 103*
Gancho para bolsa de infusión	KC-0584	63 x 65 x 114