





KF-1900
Mesa Puente

Vista General



Especificaciones

Modelo No.		KF-1900
Longitud Total		907mm
Ancho Total		445mm
Medida de la Mesa		907 x 400 (mm)
Altura Total		745 a 1,130mm
Peso del producto		Aprox. 15kg
Material	Mesa	madera contrachapada con cubierta de melamina con borde redondeado de resina sintética
	Borde de la mesa	Resina de Poliuretano
	Columna	Aluminio
	Base	Acero y Polipropileno
Carga de Trabajo Segura		30kg
Ruedas		dobles de 30mm dia. y 40mm dia.



PARAMOUNT BED MÉXICO S. A. DE C.V.

Paseo de la Reforma 243 piso 10 Int. 3

Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, CDMX, 06500

www.paramountbed.com.mx

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Es posible que todas las imágenes del producto, sus componentes y accesorios no reflejen el producto final. Las imágenes pueden reflejar equipos opcionales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada en este documento se basa en los datos actuales o los objetivos de diseño disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso. Algunos equipos y / o características pueden no estar disponibles. Los resultados reales del rendimiento y otras especificaciones pueden diferir o variar con los modelos de producción y puede depender de modelos y / o accesorios seleccionados.

FI92-4174-SP01